

ClimeEco: Einfach. Sicher. Schnell.



Klimaprüfschränke ClimeEco.

Die funktionalen Allrounder für Ihre Standardprüfungen.

Viele Umweltsimulationstests müssen hochgradig standardisiert ablaufen. Genau darauf ist unser neuer ClimeEco ausgelegt: Die bewährte Technik gewährleistet Temperatur- und Feuchtigkeitsprüfungen nach europäischen Qualitätsstandards. Schnell, einfach und unkompliziert.

**Für Sie schnell verfügbar:
Einfach bestellen und losprüfen!**

Ihre Vorteile:

- Standardisiert - Prüfungen für Konstantklima, Temperaturwechsel, Wärme und Kälte
- Präzise - zuverlässige Reproduzierbarkeit
- Ökonomisch - ausreichende Ausstattung zum attraktiven Preis
- Clever - automatisierte Prüfabläufe
- Bester Service

Überzeugende Technik. Zuverlässige Ergebnisse.

ClimeEco						
Prüfraumvolumen	I	180	340	600	1000	1500
Minimaltemperatur (Temperaturbereich bis 180 °C) ¹	°C	-40	-40 und -70			
Temperaturänderungsgeschwindigkeit ²	K/min	3				
Feuchtebereich	% r.F.	+10 bis +98				
Taupunkttemperaturbereich	°C	-3 bis +92				
Feuchteabweichung, zeitlich ³	% r.F.	±1 bis ±3				
Temperaturabweichung, zeitlich ⁴	K	±0,1 bis ±0,5				
Temperaturhomogenität, räumlich	K	±0,5 bis ±2				
Wärmekompensation Klimaprüfung ⁵	W	300		400		

¹Temperaturen > +5 °C können im kontinuierlichen Betrieb gefahren werden, Temperaturen < +5 °C diskontinuierlich.

²Nach IEC 60068-3-5; im Mittel, in der Zuluft gemessen.

³In Nutzraummitte im eingeschwungenen Zustand, je nach Klimawert.

⁴In Nutzraummitte im eingeschwungenen Zustand, ohne Prüfgut, ohne Einstrahlung und ohne Zusatzausstattung, je nach Temperatur.

⁵Bei +20 °C für Temperaturprüfungen. Im Bereich von +25 °C bis +95 °C bei bis zu 90 % r.F. für Klimaprüfungen.

Alle genannten Leistungsdaten beziehen sich auf Umgebungstemperatur +25 °C und Kühlwassertemperatur +18 °C.

Das Erzeugnis benötigt zu seinem Funktionieren fluorierte Treibhausgase. Es enthält die Kältemittel R449A und R23 für die Modelle mit einer Minimaltemperatur von -70 °C.

Technische Änderungen vorbehalten.

Werden Sie effizienter. Mit ClimeEco sparen Sie Zeit und Geld.

Funktional.

- Kompakte Ausstattung mit klarem Design
- Einfache und intuitive Bedienung
- Geringe Investitionskosten

Standardisiert.

- Einheitliche Bauweise mit vollem Temperaturbereich
- Unkomplizierte Auswahl standardisierter Angebotspakete
- Schnelle Lieferung ab Lager in Deutschland

Reproduzierbar.

- Zuverlässige Abdeckung von gängigen Normen
- Präzise Durchführung der Teststandards
- 24/7-Service-Helpline sorgt für reibungslosen Betrieb

Schnell, schneller, weissttechnik.

So kommt der funktionale Allrounder schnell und unkompliziert zu Ihnen:



Einfach scannen und das passende Angebotspaket auswählen.

Ihre normgerechten Standardprüfungen:

- ✓ Niedrigtemperaturtests
- ✓ Hochtemperaturtests
- ✓ Temperaturwechseltests
- ✓ Konstantklimatests
- ✓ Klimawechseltests

Weiss Technik GmbH
Greizer Straße 41-49
35447 Reiskirchen/Germany

T +49 6408 84-0
info@weiss-technik.com
www.weiss-technik.com



24/7-Service-Helpline:
+49 1805 666 556