



weissttechnik®
a schunk company

Programmiert auf
die Industrie 4.0.



SIMPATI®

Intelligente OPC UA Lösungen für smarte Prozesse.


Überall schreitet die Digitalisierung in einer atemberaubenden Geschwindigkeit voran. Unternehmen und ihre Mitarbeiter sind mitten in der größten technologischen Transformation unserer Geschichte. Die Industrie 4.0 ist in vielen Branchen bereits Realität.

Aber immer noch sprechen viel zu viele Maschinen und Systeme nicht die gleiche Sprache. Deshalb hat sich OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) als Kommunikationsstandard nach IEC 62541 in der gesamten Industrie etabliert. Mehr Kompatibilität bzw. Interoperabilität wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Wir bieten Ihnen deshalb jetzt mit einem smarten **SIMPATI** Software-Upgrade über einen OPC UA Server die problemlose kommunikationstechnische Integration aller mit **SIMPATI** vernetzten Geräte in Ihrem Prozessumfeld.
Nehmen Sie uns beim Wort!

Smartes Software-Upgrade für den optimalen Datenaustausch.


Mit SIMPATI immer gut beraten und vernetzt.



Egal welches Baujahr: Für alle Geräte, die mit der Software **SIMPATI** vernetzt sind, bekommen Sie jetzt ein kostengünstiges, bequemes Upgrade für die optimale Industrie-4.0-Integration. Der OPC UA Server übernimmt dabei die Kommunikation zwischen **SIMPATI** und den OPC UA Clients. Ohne Veränderung an Ihren Geräten oder der vorhandenen Kommunikationsinfrastruktur wird so über einen einheitlichen Datenaustausch die problemlose Integration gewährleistet, beispielsweise in ein Manufacturing Execution System (MES), eine Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) oder das Enterprise Resource Planning (ERP). Wir begleiten Sie persönlich bei Ihrem individuellen OPC UA Projekt mit unserem Software-Consulting-Team.

Alle Daten der **SIMPATI** Geräte können mit vorbereiteten oder individuell an Ihre Anforderungen angepassten Informationsmodellen genutzt werden. Ein sicherer Datenzugriff wird durch die **SIMPATI** Benutzerverwaltung geregelt und kann optional über Active Directory an Ihre IT-Infrastruktur angebunden werden.

Machen auch Sie Ihre Geräte jetzt zukunftssicher - sprechen Sie uns an!



Unsere Highlights:

- Reines Software-Upgrade für **SIMPATI**, bequem und günstig
- Nutzt die **SIMPATI** Kommunikation mit den Geräten
- Kommunikationsstandard nach IEC 62541
- Individuelle Informationsmodelle, basierend auf Ihren Anforderungen
- Baujahr der Geräte spielt keine Rolle

Weiss Umwelttechnik GmbH
Greizer Straße 41-49
35447 Reiskirchen/Germany
T +49 6408 84-0
info@weiss-technik.com
www.weiss-technik.com



US-SIMPATI OPCUA 01.1D/Dig/01 2021

Abbildungen können Optionen enthalten.
Technische Änderungen vorbehalten.

Test it. Heat it. Cool it.