



**S!M PATI®**

**Smart. Bewährt.  
Kompatibel.**

Starke Performance mit ausgereifter Technik.

# Mit einfacher Bedienung zu optimalen Prozessen.

**SIMPATI® - steigern Sie Ihre Anlageneffizienz!**

Mit neuem Design, praxisingerechter Menüführung und hochperformanter Auswertung präsentiert **weisstechnik** die neue Version der bewährten Steuerungs-Software. **SIMPATI®** bietet nicht nur Bedieneffizienz und Performance, sondern mit **SIMPATI® online** auch eine plattformbasierte Erweiterung für die automatische Erstellung von Prüfberichten - die ideale Lösung für Ihre Prüfprozesse!

Die volle Kompatibilität mit Windows 11 und Windows Server 2022 macht **SIMPATI®** besonders zukunftssicher. Zudem kann man Simpati ab sofort auch mit bis zu 5 Anlagen 6 Monate lang kostenlos testen. **SIMPATI®** ist für alle aktuellen **weisstechnik** Geräte geeignet und abwärtskompatibel zu fast allen Modellen bis 1987. Darüber hinaus können Anlagen von Drittanbietern eingebunden werden und der auch Kommunikationsstandard OPC-UA wird unterstützt, beispielsweise für Industrie 4.0 Anwendungen.

 Jetzt bis zu 5 Anlagen für  
6 Monate kostenlos testen




© a-image | shutterstock

## Unsere Highlights:


- Schneller Zugriff auf Ihre Auswertungsdaten
- Einfache Fernsteuerung und -überwachung Ihrer Prüfanlagen
- Vereinfachte und optimierte Benutzerführung
- Abwärtskompatibel bis 1987
- 6 Monate kostenlos
- OPC-UA Support für Industrie 4.0 Anwendungen

# Umfassende Übersicht für schnellen Zugriff.




Ihre neue Menüführung.

Über das klar strukturierte **SIMPATI®** Menü mit intuitiver Bedienführung erreichen Sie schnell und einfach alle wichtigen Funktionen. Für optimales Handling kann darüber hinaus ein Grundriss Ihres Labors hochgeladen und die Aufstellung aller Prüfanlagen visualisiert werden. So können Sie alle Prüfschränke bequem von einem Rechner aus steuern, programmieren sowie deren Daten auswerten. Das steigert wirksam die Effizienz Ihrer Anlagen und schützt zugleich vor Ausfällen.






- Einfache Bedienführung
- Visualisierung über Gebäudegrundriss
- Zentrale Steuerung, Programmierung und Auswertung der Kammern

# Unzählige Möglichkeiten für Prüfergebnisse.



Ihre multifunktionale Auswertung.

**SIMPATI®** bietet Ihnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Darstellung, Editierung und Auswertung von Prüfergebnissen. So profitieren Sie von einer stark vereinfachten intuitiven Benutzerführung insbesondere beim Zoomen und Vermessen von Graphen oder den optimierten Funktionen beim CSV- und Bild-Export. Die Leistungsfähigkeit der inhouse von **weisstechnik** in Abstimmung mit Kunden entwickelten Software wurde in aufwändigen Tests mit bis zu 10 Millionen Datenpunkten nachgewiesen. Die Kompatibilität zu dem Modul **SIMPATI® time labs** ermöglicht Ihnen die einfache und schnelle Integration von Kamerabildern innerhalb der grafischen Auswertung. Zeitlich unbegrenzt hat man so, mit bis zu einem Bild pro Minute, sein Prüfgut immer bestens im Blick.



- Hohe Software-Performance
- Benutzerindividuell anpassbare Darstellung
- Umfangreiche Zoom-, Mess- und Auswertefunktionen
- Visuelle Auswertung von Kamerabildern mit **SIMPATI® time labs**

# Immer das Wesentliche im Blick.

Ihr automatisches Warn- und Meldesystem.







# Schritt für Schritt zur Digitalisierung.

Ihr weltweiter Zugriff mit SIMPATI® online.



Wann immer es zu Fehlern, Warnungen und wichtigen Meldungen Ihrer Simulationsanlagen kommt, werden diese übersichtlich in SIMPATI® aufgelistet. Die entsprechenden Reports können durchsucht sowie sortiert werden und sind als PDF zur späteren Prüfdokumentation exportierbar. Automatisch verschickte E-Mails oder, je nach Mail-Service, SMS-Warnungen sichern darüber hinaus Ihre Prüfabläufe und verhindern Ausfälle.

SIMPATI® online erweitert Ihre Software-Funktionen um Prüfberichtswesen sowie Prüfgutverwaltung und ermöglicht Ihnen den standortübergreifenden Zugriff auf Ihre Anlagen mit automatisierter Erstellung von Prüfberichten. Diese werden in ein an DIN EN 60068-2-38 angelehntes Word-Template überführt und sind bequem editierbar. Die erstellten Prüfberichte enthalten dabei direkt alle notwendigen grafischen Auswertungen, Ihre schriftliche Prüfdokumentation, Prüfgutbilder und die zugehörigen Systemprotokolle. Mit Microsoft Azure bietet SIMPATI® online einen sicheren Cloudservice und dank der automatischen Updates sind Sie immer auf dem neuesten Stand. Des Weiteren ist SIMPATI® online abwärtskompatibel mit weisstechnik Prüfschränken ab 1999.



- Übersichtliche Auflistung der Systemreports und Anlagenzustände
- Automatisch erzeugte E-Mail-Warnungen
- Umfangreich und individuell anpassbare Warnungen und Verteilerlisten

- Standortübergreifende Verwaltung aller Anlagen und Prüfungen
- Automatische Erstellung von Prüfberichten
- Verwaltung Ihrer Prüfgeräte
- Kostenlos enthalten im neuen Lizenzmodell

# Aus Leidenschaft innovativ.

**Partnerschaftlich begleiten wir Unternehmen in der Forschung, Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung. Mit 22 Gesellschaften in 15 Ländern an 40 Standorten.**

weisstechnik

**Test it. Heat it. Cool it.**



## Umweltsimulation

Erste Wahl bei Ingenieuren und Forschern für innovative und sichere Umweltsimulationsanlagen. Im Zeitraffer können mit unseren Prüfsystemen alle Einflüsse auf der Erde oder beispielsweise auch im All simuliert werden. In Temperatur-, Klima-, Korrosions-, Staub- oder kombinierten Stressprüfungen. Mit einer sehr hohen Reproduzierbarkeit und Präzision.



## Klimatechnik

Als führender Anbieter von Reinräumen, Klimatechnik und Luftentfeuchtung sorgen wir immer für optimale klimatische Bedingungen für Mensch und Maschine. Bei industriellen Fertigungsprozessen, in Krankenhäusern, mobilen Operationszelten oder im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnologie. Von der Projektplanung bis zur Umsetzung.



## Wärmetechnik

Erfahrene Ingenieure und Konstrukteure entwickeln, planen und produzieren hochwertige und zuverlässige wärmetechnische Anlagen für ein breites Einsatzspektrum. Von Wärme- und Trockenschränken über Mikrowellenanlagen bis zu Industrieöfen.



## Pharmatechnik

Jahrzehntelange Erfahrung und Know-how garantieren anspruchsvollste Reinluft- und Containment-Lösungen. Im umfangreichen und innovativen Programm sind zum Beispiel Barrier-Systeme, Laminar-Flow-Anlagen, Sicherheitswerkbänke, Isolatoren, Schleusensysteme und Stabilitätsprüfsysteme.

## Weiss Umwelttechnik GmbH

Greizer Straße 41-49  
35447 Reiskirchen/Germany  
T +49 6408 84-0  
info@weiss-technik.com  
www.weiss-technik.com



US-SIMPATI 4.70-01.2D/PP 1.0/01 2020

Abbildungen können Optionen enthalten.  
Technische Änderungen vorbehalten.

**Test it. Heat it. Cool it.**