



Service ist unsere Leidenschaft. WKD oder akkreditierte Kalibrierung?

WKD: Werkskalibrierung von Umweltsimulationsanlagen

- Werkskalibrierungen darf jedes Kalibrierlabor ausführen, hierfür ist keine Akkreditierung/ Zertifizierung erforderlich
- WKD ist ein von weisstechnik[®] selbst entwickeltes Verfahren
- Mit jedem Messequipment durchführbar, das kalibriert und meteorologisch rückführbar ist
- Das Layout des Kalibrierscheins bestimmt das Kalibrierlabor selbst
- WKD liefert genaue Ergebnisse, ist aber kein international anerkanntes Verfahren



Akkreditierte Kalibrierung von Umweltsimulationsanlagen

- Ausführung nur durch akkreditierte Stellen, die nach Richtlinie DKD-R 5-7 kalibrieren
- Das Kalibrierlabor von weisstechnik[®] ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert
- Die verwendeten Messmittel müssen zwingend rückführbar auf nationale Normale sein
- Das Layout des Kalibrierscheins ist fest definiert und muss eingehalten werden
- Die Messergebnisse sind international vergleichbar
- Eine akkreditierte Kalibrierung bietet das höchstmögliche Vertrauensniveau



Wir sind 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag für Sie da.

Unsere Service-Techniker sind exzellent ausgebildete Spezialisten. Fachlich kompetent und jederzeit verfügbar bieten Ihnen unsere Service-Teams eine partnerschaftliche und zuverlässige Betreuung.

Mehr Sicherheit aus einer Hand.

Unabhängig für welche Kalibriervariante Sie sich entscheiden, können wir Ihre Anlage im Falle von Abweichungen zeitnah justieren. Zusätzlich können Sie durch eine Kalibrierung im Rahmen der jährlichen Wartungen unnötige Stillstandszeiten vermeiden.

Nutzen Sie in Zukunft unsere schnelle, unkomplizierte und vor allem günstigere Möglichkeit, Ihre Anlagen warten, kalibrieren und justieren zu lassen.

Wir sorgen für einen störungsfreien, kalibrierten und gesetzeskonformen Betrieb Ihrer Anlagen!

Jetzt unverbindliches Angebot anfordern:
service-vertrieb.ut@weiss-technik.com



Am Service lassen wir uns messen!

Unsere Leistungen -
jede Menge gute Argumente:

- Globales Service-Netz
- Breites Angebot an vorbeugender Instandhaltung
- Sichere Ersatzteilversorgung
- Jederzeit abrufbare Sondereinsätze
- Fachgerechte Entsorgung Ihrer Altgeräte mit Nachweis

Unsere Service-Experten sind immer in Ihrer Nähe.

24/7-Service-Helpline:
+49 1805 666 556

Weiss Technik GmbH
Greizer Straße 41-49
35447 Reiskirchen/Germany
T +49 6408 84-0
info@weiss-technik.com
weiss-technik.com



Test it. Heat it. Cool it.